

Collier semi étrangleur en curogan «Matériel de dressage»



Collier semi étrangleur en curogan "Matériel de dressage"



Collier torquatus modèle HS 50004 010 67 pour chien moyen et grand, 2.7 cm de large, ø du fil 3.,25 mm.

Note : Pas noté

Prix

Prix de base avec taxes 73,44 €

Prix ??de vente73,44 €

Prix de vente hors-taxe73,44 €

Remise

[Poser une question sur ce produit](#)

Fournisseurs[Herm Sprenger](#)

Description du produit

Collier semi étrangleur «Matériel de dressage» modèle 50004 010 67 est destiné à faciliter la formation d'un animal fort et turbulent. Réalisé en curogan, matériau hypoallergénique de haute qualité, le collier semi étrangleur se distingue par sa solidité et sa durabilité exceptionnelle. Le principe de son fonctionnement consiste en ce que le collier exerce la pression supplémentaire sur le cou de l'animal en cas où celui-ci commence à tirer en laisse. Les maillons amovibles de ce collier curogan vous permettent d'ajuster vous-mêmes la longueur du collier à la taille de votre compagnon fidèle. Pratique et parfaitement résistant à la rouille, le collier semi étrangleur est fort apprécié en usage avec les chiens de taille moyenne et grande au cours du dressage, travail de service, entraînements du sport canin et pendant vos promenades en ville animée.

Matériau: curogan

Largeur du maillon: 2.7 cm

Diamètre du fil: 3.25 mm

Taille: 58 cm, c'est une mesure de l'extérieur du collier, composé de 10 maillons.

Attention: une fois mis en place sur le cou du chien, le collier perd de 5 à 7 cm par rapport à la taille indiquée (58 cm). Si le tour de cou de votre chien est plus grand que 51-53 cm, vous pouvez commander [les maillons supplémentaires](#), 1 maillon ajoute 3.7 cm à la longueur du collier.

Caractéristiques du produit:

- réalisé en curogan - métal hypoallergénique, ne cause pas d'irritation
- rend l'éducation canine plus efficace
- ajustable à la taille nécessaire à l'aide de maillons amovibles
- confortable en usage grâce à l'anneau rotatif
- destiné aux chiens grands et moyens
- vous pouvez enlever ou rajouter des maillons à volonté
- collier torquatus convient aux chiens pesant jusqu'à 30 kg.

Collier bien ajusté à votre chien, merci de suivre les prescriptions mentionnées ci-dessous:

Attention, il faut mesurer le tour de cou du chien avec un mètre ruban à l'endroit où le collier se trouve d'habitude. Si vous avez un chiot ou un jeune chien en pleine croissance, vous devez prendre en compte le fait que dans quelque temps le collier lui deviendra trop petit. C'est pourquoi veuillez communiquer l'âge, le sexe et la race de votre chien.



Problème de maîtres chien débutants:

Le problème de la plupart des débutants consiste en ce qu'il leur est difficile de choisir la bonne taille du collier torquatus. En résultat, le collier peut être soit trop large et glisser facilement au cou de l'animal, soit se montrer trop étroit, ce qui mène à la pression constante à laquelle le chien finit par s'habituer en cessant de la percevoir comme une mesure d'apprentissage. Mais, grâce à nos maillons supplémentaires qui peuvent être ajoutés ou retirés facilement, vous pourrez sans effort ajuster le collier semi étrangleur à la taille désirée afin d'obtenir l'effet éducatif nécessaire.

Si vous êtes à la recherche d'un collier qui ne noircit pas le pelage du chien, nous voulons attirer votre attention sur l'information suivante. Nous vendons des colliers métalliques Herm Sprenger et ForDogTrainers depuis plus de dix ans et, selon les commentaires de nos clients, nous pouvons affirmer que, d'habitude, les colliers en curogan, en acier inoxydable et en laiton ne colorent pas le pelage canin, mais le poil de certains chiens est plus sensible au contact avec le métal, donc même ces colliers peuvent y laisser des traces.

Curogan, c'est un alliage d'étain et de cuivre qui se caractérise par l'absence de nickel et une grande durabilité. L'absence absolue de nickel rend les accessoires en curogan hypoallergéniques et sans danger pour la santé de l'animal. C'est pourquoi les colliers en curogan sont recommandés par vétérinaires aux chiens à la peau sensible.

Précautions:

- faites attention: le collier semi étrangleur en curogan doit correspondre à la taille actuelle du chien, même si votre animal grandit encore
- le chien qui porte un collier semi étrangleur ne doit jamais rester sans surveillance
- le collier semi étrangleur est absolument déconseillé aux chiens ayant des problèmes respiratoires
- choisissez et commandez un collier semi étrangleur en suivant nos recommandations détaillées -> [L'utilisation de colliers torquatus](#)

Afin de maintenir en bon état l'apparence de votre collier semi étrangleur en curogan, nous vous offrons la possibilité de commander un [fourreau supplémentaire](#) assorti, proposé avec **remise de 10%!**

Avis clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.